

## WKR - Urządzenie do masażu wirowego kończyn dolnych i kręgosłupa



### Opis produktu:

Nowoczesne **urządzenie do masażu wirowego** kończyn dolnych i kręgosłupa z systemem dysz kierunkowych i czujnikiem temperatury.

### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

**WKR - Urządzenie do masażu wirowego kończyn dolnych i kręgosłupa**

Urządzenie do masażu wirowego **WKR** to urządzenie przeznaczone do rehabilitacji kończyn dolnych i kręgosłupa. Kąpiele z masażem wirowym są szczególnie zalecane w stanach pourazowych, reumatycznych oraz w celu łagodzenia zmęczenia układu mięśniowo-nerwowego. Urządzenie **WKR** zapewnia efektywny 2-strefowy masaż wirowy, a jego funkcjonalność sprosta oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających użytkowników

Urządzenie jest sprzedawane razem ze stopniami.

### **Cechy charakterystyczne:**

- niecka wanny dostępna w kolorach: biały lub calypso,
- niecka wykonana z wysokiej jakości żelkotu wzmocnionego włóknem szklanym,
- ekonomiczne zużycie wody w czasie zabiegu (75-210 l),
- efektywny masaż przy użyciu 12 dysz kierunkowych,
- możliwość pracy na dwóch poziomach (75/165 l): 1 - kończyny dolne, 2 - kończyny dolne + kręgosłup,
- regulacja intensywności masażu poprzez napowietrzanie dysz niezależnie dla stref,
- elektroniczny panel sterowania,
- ustawianie czasu zabiegu (1-30 min.),
- zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho,
- system odkamieniania sterowany elektronicznie,
- czujnik temperatury wody,
- czujnik poziomu wody,
- system automatycznego napełniania,
- szybkie napełnianie i opróżnianie niecki,
- półautomatyczny system opróżniania niecki,
- regulowane stopki umożliwiające wypoziomowanie urządzenia,
- słuchawka prysznicowa,
- stopień ułatwiający wejście do wanny w zestawie.

### **Wirówka do masażu nóg i kręgosłupa WKR:**

Wirówka do masażu nóg to urządzenie, zaprojektowane z myślą o zapewnieniu kompleksowego doświadczenia masażu wodnego. Wirówka do kręgosłupa i masażu nóg WKR skupia się na stymulacji poprzez delikatny, wirujący ruch wody, co przekłada się na relaksacyjny i terapeutyczny efekt.

## Jakie są zalety wirówki do masażu nóg i kręgosłupa WKR?

\_\_\_ Wirówka do masażu nóg i kręgosłupa umożliwia dostosowanie różnych parametrów masażu do indywidualnych preferencji i potrzeb użytkownika. Możliwość regulacji intensywności masażu, temperatury wody pozwala na spersonalizowane doświadczenie.

\_\_\_ Dzięki możliwości dostosowania parametrów, wirówka doskonale sprawdza się w przypadku różnych dolegliwości stóp, takich jak zmęczenie, ból czy obrzęki. Terapia jest indywidualnie dopasowana do potrzeb użytkownika.

\_\_\_ Łatwe w obsłudze panele sterowania umożliwiają intuicyjne ustawienie preferowanych opcji masażu, co sprawia, że korzystanie z urządzenia jest komfortowe i przyjemne.

\_\_\_ Wirówka do masażu nóg i kręgosłupa posiada ergonomiczny design, dostosowany do anatomicznych kształtów. Dzięki temu użytkownik może cieszyć się maksymalnym komfortem podczas terapii.

## Stopnie prostokątne do wirówki bez poręczy

Stopnie prostokątne do wirówki bez poręczy ułatwiają pacjentowi wejście i wyjście z wirówki WKD. Zwiększa to komfort i bezpieczeństwo korzystania z urządzenia.

### Dane techniczne

Szerokość schodów	502 mm
Wysokość stopnia dolnego	189 mm
Wysokość całkowita	364 mm
Głębokość	665 mm

### Dane techniczne:

Pojemność zabiegowa [l]:	75-165
Pojemność do przelewu [l]:	210
Liczba dysz:	12
Czas napełniania/opróżniania [min.]:	2,5/4
Pobór prądu [A]:	7
Zasilanie [V/Hz]:	230/50
Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]:	117 x 68 x 95
Szerokość z przyłączem prysznicowym [cm]:	70
Waga [kg]::	75

Przed dokonaniem zakupu należy zapoznać się z kartą instalacji (**patrz: zakładka Załączniki**) i

upewnić się co do drogi transportowej urządzenia, uwzględniając jego wymiary i wagę.

### **Informacje:**

Liczba dysz: 12  
Szerokość: 680 mm  
Długość: 1170 mm  
Wysokość: 950 mm  
Zasilanie: 230 V / 50 Hz  
Masa urządzenia: 75 kg  
Pojemność zabiegowa: 75-165 l  
Pojemność do przelewu: 210 l  
Pobór prądu: 7 A  
Czas napełniania: 2,5 min  
Czas opróżniania: 4 min  
Szerokość z przyłączem prysznicowym: 700 mm

### **Model:**

Kolor: Calypso, Biały