

WKR - Urządzenie do masażu wirowego kończyn dolnych i kręgosłupa



Opis produktu:

Nowoczesne **urządzenie do masażu wirowego** kończyn dolnych i kręgosłupa z systemem dysz kierunkowych i czujnikiem temperatury.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

WKR - Urządzenie do masażu wirowego kończyn dolnych i kręgosłupa

Urządzenie do masażu wirowego **WKR** to urządzenie przeznaczone do rehabilitacji kończyn dolnych i kręgosłupa. Kąpiele z masażem wirowym są szczególnie zalecane w stanach pourazowych, reumatycznych oraz w celu łagodzenia zmęczenia układu mięśniowo-nerwowego. Urządzenie **WKR** zapewnia efektywny 2-strefowy masaż wirowy, a jego funkcjonalność sprosta oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających użytkowników

Urządzenie jest sprzedawane razem ze stopniami.

Cechy charakterystyczne:

- niecka wanny dostępna w kolorach: biały lub calypso,
- niecka wykonana z wysokiej jakości żelkotu wzmocnionego włóknem szklanym,
- ekonomiczne zużycie wody w czasie zabiegu (75-210 l),
- efektywny masaż przy użyciu 12 dysz kierunkowych,
- możliwość pracy na dwóch poziomach (75/165 l): 1 - kończyny dolne, 2 - kończyny dolne + kręgosłup,
- regulacja intensywności masażu poprzez napowietrzanie dysz niezależnie dla stref,
- elektroniczny panel sterowania,
- ustawianie czasu zabiegu (1-30 min.),
- zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho,
- system odkamieniania sterowany elektronicznie,
- czujnik temperatury wody,
- czujnik poziomu wody,
- system automatycznego napełniania,
- szybkie napełnianie i opróżnianie niecki,
- półautomatyczny system opróżniania niecki,
- regulowane stopki umożliwiające wypoziomowanie urządzenia,
- słuchawka prysznicowa,
- stopień ułatwiający wejście do wanny w zestawie.

Wirówka do masażu nóg i kręgosłupa WKR:

Wirówka do masażu nóg to urządzenie, zaprojektowane z myślą o zapewnieniu kompleksowego doświadczenia masażu wodnego. Wirówka do kręgosłupa i masażu nóg WKR skupia się na stymulacji poprzez delikatny, wirujący ruch wody, co przekłada się na relaksacyjny i terapeutyczny efekt.

Jakie są zalety wirówki do masażu nóg i kręgosłupa WKR?

___ Wirówka do masażu nóg i kręgosłupa umożliwia dostosowanie różnych parametrów masażu do indywidualnych preferencji i potrzeb użytkownika. Możliwość regulacji intensywności masażu, temperatury wody pozwala na spersonalizowane doświadczenie.

___ Dzięki możliwości dostosowania parametrów, wirówka doskonale sprawdza się w przypadku różnych dolegliwości stóp, takich jak zmęczenie, ból czy obrzęki. Terapia jest indywidualnie dopasowana do potrzeb użytkownika.

___ Łatwe w obsłudze panele sterowania umożliwiają intuicyjne ustawienie preferowanych opcji masażu, co sprawia, że korzystanie z urządzenia jest komfortowe i przyjemne.

___ Wirówka do masażu nóg i kręgosłupa posiada ergonomiczny design, dostosowany do anatomicznych kształtów. Dzięki temu użytkownik może cieszyć się maksymalnym komfortem podczas terapii.

Stopnie prostokątne do wirówki bez poręczy

Stopnie prostokątne do wirówki bez poręczy ułatwiają pacjentowi wejście i wyjście z wirówki WKD. Zwiększa to komfort i bezpieczeństwo korzystania z urządzenia.

Dane techniczne

Szerokość schodów	502 mm
Wysokość stopnia dolnego	189 mm
Wysokość całkowita	364 mm
Głębokość	665 mm

Dane techniczne:

Pojemność zabiegowa [l]:	75-165
Pojemność do przelewu [l]:	210
Liczba dysz:	12
Czas napełniania/opróżniania [min.]:	2,5/4
Pobór prądu [A]:	7
Zasilanie [V/Hz]:	230/50
Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]:	117 x 68 x 95
Szerokość z przyłączem prysznicowym [cm]:	70
Waga [kg]::	75

Przed dokonaniem zakupu należy zapoznać się z kartą instalacji (**patrz: zakładka Załączniki**) i

upewnić się co do drogi transportowej urządzenia, uwzględniając jego wymiary i wagę.

Informacje:

Liczba dysz: 12
Szerokość: 680 mm
Długość: 1170 mm
Wysokość: 950 mm
Zasilanie: 230 V / 50 Hz
Masa urządzenia: 75 kg
Pojemność zabiegowa: 75-165 l
Pojemność do przelewu: 210 l
Pobór prądu: 7 A
Czas napełniania: 2,5 min
Czas opróżniania: 4 min
Szerokość z przyłączem prysznicowym: 700 mm

Model:

Kolor: Calypso, Biały