



Zbiorniki na azot do aparatów Cryo-T

Opis produktu:

Zbiorniki na azot do aparatów Cryo-T.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Dostępne zbiorniki:

- Zbiornik o pojemności 11 l,
- Zbiornik o pojemności 26 l,
- Zbiornik o pojemności 35 l,
- Zbiornik o pojemności 60 l.

Gwarancja na zbiornik wynosi 1 rok.

Informacje:

Krioterapia: Akcesoria

Model:

Zbiorniki na azot do aparatów Cryo-T: Zbiornik o pojemności 35 l, Zbiornik o pojemności 50 l