



Zbiorniki na azot do aparatów do krioterapii Kriopol R

Opis produktu:

Zbiorniki na azot do aparatów do krioterapii Kriopol R.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Zbiorniki na azot do aparatów do krioterapii Kriopol R:

- Zbiornik o pojemności 30 l,
- Zbiornik o pojemności 50 l,

Informacje:

Krioterapia: Akcesoria

Model:

Kriopol zbiorniki na azot: Zbiornik o pojemności 30 l, Zbiornik o pojemności 50 l