



Środek do dezynfekcji urządzeń Fango (5L) - Schuppur Fangogeräte Reiniger

Opis produktu:

Środek do czyszczenia urządzeń Fango. Rozpuszcza pozostałości po fango, idealny do czyszczenia mieszalników do masy fango. Opakowanie zawiera 5 litrów preparatu.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Środek do dezynfekcji urządzeń Fango (5L) - Schuppur Fangogeräte Reiniger

Środek do czyszczenia urządzeń Fango. Rozpuszcza pozostałości po fango, idealny do czyszczenia mieszalników do masy fango. Opakowanie zawiera 5 litrów preparatu.

Informacje:

Kategoria: Pozostałe

Model: