

## Kabel typ 5.15 czarny do urządzeń SPORÉCUP XTR2, UROSTIM 2

### Opis produktu:

Kabel typ 5.15 czarny do urządzeń SPORÉCUP XTR2, UROSTIM 2.



### Zdjęcia produktu:

### Szczegółowy opis produktu:

Kabel typ 5.15 czarny do urządzeń SPORÉCUP XTR2, UROSTIM 2.

### Informacje:

Kategoria: Elektrody i akcesoria do fizjoterapii uroginekologicznej

### Model: