

Prysznicowa sonda do laseroterapii EiE

Opis produktu:

Prysznicowe sondy do laseroterapii **EiE Otwock**. Przeznaczone do zabiegów na większych powierzchniach, ze statywami z elastycznym ramieniem ułatwiającym pracę.

W zestawie statyw z uchwytem ułatwiający wykonywanie zabiegów.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

#	SP-3	SP-1B	SP-2B
Ilość diod:	9	9	9
Kolor:	podczerwona	czerwona	dwukolorowa
Moc całkowita [mW]:	1440	720	1040
Długość fali świetlnej [nm]:	808	660	660 oraz 808
Pow. zabiegowa [cm2]:	50	50	50

Rodzaj pracy:	ciągła i impulsowaregulacja mocy	ciągła i impulsowaregulacja mocy	ciągła i impulsowaregulacja mocy
Aparaty kompatybilne:	Lasertronic LT-3, Multitronic MT-4, Solatronic SL-3, Solatronic SLE oraz Magnetronic MF-24	Wszystkie aparaty firmy EiE Otwock z funkcją laseroterapii	Wszystkie aparaty firmy EiE Otwock z funkcją laseroterapii

Uwaga:

W zestawie statyw z uchwytem ułatwiający wykonywanie zabiegów.

Informacje:**Model:**

EiE Otwock Głowice, sondy, aplikatory: SP-3,
SP-1B, SP-2B