



Parapodia statycznie - dynamiczne Thera Trainer

Opis produktu:

Parapodia statycznie - dynamiczne Thera Trainer.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Dostępne Parapodia statycznie - dynamiczne Thera Trainer:

THERA TRAINER BALO CORO	Proste parapodium statycznie-dynamiczne: • blokowane rolki transportowe, • mechanizm blokujący umożliwiający trening stania, • mechanizm odblokowujący umożliwiający trening dynamiczny z możliwością odchylania pozycji pacjenta do 6° lub 12° w każdym kierunku, • prosta pelota kolanowa, • 1x pas zabezpieczający miednicę, • poduszka brzuszna, prowadniki stabilizujące tułów, • oprogramowanie Balance Soft, bez windy i komputera
THERA TRAINER BALO STANDARD	Parapodium służące do pionizacji pacjenta: • blokowane rolki transportowe, • system mocujący przodostopia i zapiętki, • mechanizm blokujący umożliwiający trening stania, • mechanizm odblokowujący umożliwiający trening dynamiczny

	z możliwością odchyłania pozycji pacjenta do 6° lub 12° w każdym kierunku, • peloty kolanowe, • peloty biodrowe, • prowadniki/uchwyty do rąk, • stół terapeutyczny z poduszką brzuszną, • oprogramowanie Balance Soft, bez komputera
THERA TRAINER BALO DZIECI	Parapodium służące do pionizacji pacjenta: • blokowane rolki transportowe, • system mocujący przodostopia i zapiętki, • mechanizm blokujący umożliwiający trening stania, • mechanizm odblokowujący umożliwiający trening dynamiczny z możliwością odchyłania pozycji pacjenta do 6° lub 12° w każdym kierunku, • peloty kolanowe, • peloty biodrowe, • prowadniki/uchwyty do rąk, • stół terapeutyczny z poduszką brzuszną, • oprogramowanie Balance Soft, bez komputera
THERA TRAINER BALO COMFORT	Parapodium służące do pionizacji pacjenta: • mechanizm blokujący umożliwiający trening stania, • mechanizm odblokowujący umożliwiający trening dynamiczny z możliwością odchyłania pozycji pacjenta do 6° lub 12° w każdym kierunku, • blokowane rolki transportowe, • zapiętki, peloty kolanowe, • peloty biodrowe, • prowadniki/uchwyty do rąk, • stół terapeutyczny z poduszką brzuszną oraz windą elektryczną służącą do pionizacji pacjenta, • pas biodrowy stosowany w elektrycznym podciągu pacjenta- wyposażony dodatkowo w pasy zabezpieczające miednicę (rozmiar L, 750mm), • oprogramowanie Balance Soft, bez komputera
THERA TRAINER E-GO	Zmotoryzowany chodzik do nauki fizjologicznego chodu z funkcją balansu i z odciążeniem pacjenta: • wyposażony w dwa 100 wátowe silniki elektryczne, • koła jezdne, • koła transportowe, • zestaw akumulatorów, • mechanizm umożliwiający dynamiczny trening stania i chodu z możliwością odchyłania pozycji pacjenta do 11° od punktu grawitacji, • prowadniki do rąk, poduszka brzuszna, • pas biodrowy, • pasy zabezpieczające miednicę, • pilot sterujący 2,7" z kolorowym ekranem i uchwytem mocującym. Urządzenie może być stosowane wobec wszystkich pacjentów, którzy mogą stanąć o własnych siłach, począwszy od pierwszych prób nauki

chodu, na sali treningowej, w korytarzu o szerokości ok. 3m, czy w specjalnej sali do nauki chodu. Jest bardzo mobilny, z uwagi na bardzo mały promień skrętu i poruszanie się we wszystkich kierunkach

Informacje:

Model:

Parapodia statycznie - dynamiczne Thera Trainer:
THERA TRAINER BALO STANDARD , THERA
TRAINER BALO DZIECI , THERA TRAINER E-GO