



Uchwyt na ręczniki do stołów do masażu i rehabilitacji Gymna Uniphy

Opis produktu:

Wieszak na ręcznik papierowy mocowany do stołów do masażu i rehabilitacji Gymna Uniphy.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Wieszak na ręcznik papierowy mocowany do ramy stołu Gymna Uniphy lub pod leżyskiem.

Informacje:

Typ: 1. Wieszak na ręcznik papierowy

Model:

Akcesoria do stołów do masażu i rehabilitacji Gymna Uniphy: Uchwyt na ręcznik o szerokości 60 cm, Uchwyt na ręcznik o szerokości 50 cm