



CEM ELBOW MODULE - samodzielny moduł do ćwiczeń biernych stawu łokciowego z krzesłem

Opis produktu:

Samodzielny moduł do ćwiczeń biernych stawu łokciowego z krzesłem z ruchem zgięcie/wyprost łokcia .

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Samodzielny moduł do ćwiczeń biernych stawu łokciowego z krzesłem CEM ELBOW MODULE.

	CENTURA 1 MOTOR (ABD / ADD)	CENTURA	CENTURA 5	CENTURA 5 COMFORT COMPLETE (z modułem CEM)	CENTURA B&W	Samodzielny Moduł CEM Z KRZESŁEM	MODUŁ CEM DO CENTURY 5
--	--------------------------------------	---------	-----------	--	----------------	--	------------------------------

Zakres ruchu (ROM)

Odwiedzenie / przywiedzenie	20° do 160°	20° do 160°	20° do 160°	20° do 160°	20° do 160°		
Odwiedzenie / przywiedzenie z zsynchroni- zowaną rotacją		20° do 160° / -30° do 90°	20° do 160° / -30° do 90°	20° do 160° / -30° do 90°			
Rotacja barku		-60° do 90°	-60° do 90°	-60° do 90°			
Zgięcie / wyprost barku	20° do 180°	20° do 180°	20° do 180°	20° do 180°	20° do 180°		
Odwiedzenie horyzontalne			-30° do 110°	-30° do 110°			
Zgięcie / wyprost łokcia				-10° do 135°		-10° do 135°	-10° do 135°

50° - 140° / min (5 poziomów)					
130 kg					
140 / 200 cm					
1.6					
6 poziomów					
0 - 900 sek					
22 kg					
56 X 100 X 76 cm					

progu bólu	
zmiana kierunku ruchu przy oporze (autorewers przy spastyce)	•
blokada pilota	•

Wersja Data Capture (DC)

raport pacjenta	•
programowanie przez komputer	•
analiza danych	•
liczba dostępnych programów / ustawień pacjenta	bez limitu

Dane ogólne

napięcie	100 do 240 V
moc	50 V A
klasyfikacja	typ B / klasa I
zgodność EMC	•
CE	•

Informacje:

Kategoria: Szyny CPM

Model: