



Szyna CPM do stawów palców dłoni i kciuka Artromot F

Opis produktu:

Szyna CPM do stawów palców dłoni i kciuka Artromot F.

Produkt archiwalny

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Zmotoryzowana szyna ruchowa przeznaczona do ciągłej, biernej mobilizacji stawów palców.

Przykłady zastosowania:

- kapsułotomie, artrolizy i tenolizy – pooperacyjne zrosty i zeszczywnienia stawów MCP i PIP
- synowektomie ścięgien zginaczy i prostowników po artrotomii i drenażu ostrego septycznego zapalenia stawów
- otwarte repozycje i stabilne wewnętrzne zespolenia śródstawowych i okołostawowych złamań paliczka i kości śródręcza
- odruchowa dystrofia współczulna (RSD)
- ganglionektomia i synowektomia
- tenolizy zginaczy i prostowników
- protetyka stawów MP i PIP
- reumatologiczno-neurologiczne zeszczywnienia i zapalenia stawów
- zaopatrzone operacyjnie złamania
- urazy (krwiaki) dłoni bez złamań i zwichnięć
- operacje rekonstrukcji ścięgien i więzadeł

- stany pooperacyjne przykurczu Dupuytrena
- stany po oparzeniach
- algodystrofie, zespół Sudeck'a

Cechy:

- zapewnia ruch zgodny z fizjologią stawu oraz blokadę stawu MP
- pilot sterujący zespółony z mobilnym zasilaczem ułatwiający obsługę
- pełny zakres ruchu w zakresie zgięcia / wyprostu stawów MCP lub MP, PIP i DIP
- lekkie i wygodne, hipoalergiczne materiały zapewniają długą i bezawaryjną eksploatację
- konstrukcja umożliwiająca mobilność pacjenta

Zalety:

- Maksymalny zakres ruchu stawów palców dłoni PIP, DIP, MP oraz stawu kciuka
- Pilot sterujący – prosta kontrola wszystkich parametrów terapii
- Szybkie dostosowanie do dłoni pacjenta
- Łatwa przebudowa do prawej i lewej dłoni pacjenta
- Mała waga oraz zasilanie z akumulatora umożliwia przemieszczanie

Dane techniczne:**Zakresy ruchu:**

- Wyprost/zgięcie stawów MCP/MP: 0° - 90°
- Wyprost/zgięcie stawów PLP: 0° - 110°
- Wyprost/zgięcie stawów DLP: 0° - 70°

Funkcje:

- Pauzy: 0 - 30 s
- Prędkość: 1 - 4
- Program rozgrzewki: stopniowe rozszerzanie do maksymalnego zakresu ruchu
- Autorewers przy oporze: 1 - 5 poz.
- Blokada klawiatury: zapobiega przypadkowej zmianie parametrów terapii

Wymiary/dane:

- Masa aparatu: 0,66 kg
- Masa pilota-zasilacz: 0,2 kg

Informacje:

Kategoria: Szyny CPM

Opcje produktu: