



Elektrostymulator Focus Plus - urządzenie rehabilitacyjne do stymulacji impulsami elektrycznymi

Opis produktu:

Elektrostymulator Focus Plus to wielofunkcyjne urządzenie do elektroterapii i elektrostymulacji.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Elektrostymulator Focus Plus

Elektrostymulator Focus Plus to wielofunkcyjne urządzenie do elektroterapii. Posiada zdolność przewodzenia impulsów elektrycznych w trybach **NMES** i **TENS** w trybie wysokowoltowym 0(High Volt) – stymulacja **galwaniczna** i **interferencyjny strumień (IF)** elektroterapii. Dzięki zróżnicowanym rodzajom stymulacji oraz prądów pozwala na dostosowanie zastosowania terapii do schorzenia, przynosząc ulgę oraz długotrwałą pomoc.

FOCUS Plus - wielofunkcyjne urządzenie rehabilitacyjne do stymulacji impulsami elektrycznymi w trybach:

- **NMES** – nerwów ruchowych powodując skurcze określonych mięśni lub ich grup,
- **TENS** – nerwów skórnych i głębokich w celu uśmierzzenia lub likwidacji bólu,
- **HV** – nerwów i mięśni w celu zwiększenia miejscowego obiegu krwi,
- **IF** – mięśni i nerwów strumieniem interferencyjnym w celu redukcji silnego i przewlekłego bólu.

Zestaw Focus Plus zawiera:

- urządzenie FOCUS Plus,
- komplet elektrod (4 szt. 50 x 90 mm),
- przewód elektrodowy 2 szt.,
- akumulatory FOCUS 4 szt.,
- ładowarka do akumulatorów,
- miękkie etui,
- instrukcja obsługi w języku polskim,
- przewodnik kliniczny w języku polskim.

Informacje:

Przeznaczenie: fizjoterapia ortopedyczna

Klasyfikacja: produkt medyczny

Ilość gotowych programów: 17

Rodzaj stymulatora: przewodowe

Typy prądów: TENS

Typy prądów: Galwaniczne

Typy prądów: NMES

Typy prądów: interferencyjny strumień (IF)

Model: