



Zestaw ARTROMOT K1 Comfort z ARTROSTIM FOCUS + Plus

Opis produktu:

Zestaw ARTROMOT K1 Comfort i FOCUS Plus - 80.00.042SET

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Zestaw ARTROMOT - K 1 comfort i FOCUS Plus.

- Artromot K1 comfort:
- Oscylacja (przy wyproście lub zgięciu) - intensyfikacja ćwiczeń przez powtarzanie końcowego zakresu ruchu
- Stretching (prostowania lub zginania) - delikatne poszerzanie zakresu ruchu
- Dokumentacja terapii - wykres przyrostu osiągnięć pacjenta
- Programy rozgrzewki - stopniowe osiągnięcie ustawionego maksymalnego zakresu
- Elektrostymulacja - synchronizacja z urządzeniem do elektrycznej stymulacji mięśni
- Program workout - sekwencyjne połączenie różnych funkcji wersji Comfort
- Program comfort - przygotowanie pacjenta do ćwiczeń po dłuższej przerwie między sesjami

FOCUS Plus - wielofunkcyjne urządzenie rehabilitacyjne do stymulacji impulsami elektrycznymi w trybach:

- NMES - nerwów ruchowych powodując skurcze określonych mięśni lub ich grup,
- TENS - nerwów skórnych i głębokich w celu uśmierzania lub likwidacji bólu,
- HV - nerwów i mięśni w celu zwiększenia miejscowego obiegu krwi,

- IF – mięśni i nerwów strumieniem interferencyjnym w celu redukcji silnego i przewlekłego bólu.

Informacje:

Kategoria: Szyny CPM

Model: