



Zestaw ARTROMOT K1 Comfort CHIP z ARTROSTIM FOCUS + Plus

Opis produktu:

Zestaw ARTROMOT K1 Comfort Chip i FOCUS Plus - 80.00.043SET

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Artromot K1 comfort + chip:

- Oscylacja (przy wyproście lub zgięciu)- intensyfikacja ćwiczeń przez powtarzanie końcowego zakresu ruchu
- Streching (prostowania lub zginania) delikatne poszerzanie zakresu ruchu
- Dokumentacja terapii – wykres przyrostu osiągnięć pacjenta
- Programy rozgrzewki: stopniowe osiąganie ustawionego maksymalnego zakresu
- Elektrostymulacja: synchronizacja z urządzeniem do elektrycznej stymulacji mięśni
- Program workout: sekwencyjne połączenie różnych funkcji wersji Comfort
- Program comfort: przygotowanie pacjenta do ćwiczeń po dłuższej przerwie między sesjami
- Karty chipowe pacjenta do zapisu elektronicznego indywidualnego programu terapii dla każdego pacjenta z możliwością wielokrotnego użycia w modelach comfort chip.

FOCUS Plus - wielofunkcyjne urządzenie rehabilitacyjne do stymulacji impulsami elektrycznymi w trybach:

- NMES – nerwów ruchowych powodując skurcze określonych mięśni lub ich grup,
- TENS – nerwów skórnych i głębokich w celu uśmierzania lub likwidacji bólu,

- HV – nerwów i mięśni w celu zwiększenia miejscowego obiegu krwi,
- IF – mięśni i nerwów strumieniem interferencyjnym w celu redukcji silnego i przewlekłego bólu.

Informacje:

Kategoria: Szyny CPM

Model: