

Stoły do masażu i rehabilitacji Gymna.ONE T7

Opis produktu:

Stoły do **masażu i rehabilitacji gymna.ONE T7** to ekskluzywna linia produktów dopasowanych do potrzeb najbardziej wymagających Klientów.

Sprawdź finansowanie na zakup Gymna.ONE T7



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Stoły do masażu i rehabilitacji Gymna.ONE T7

Nowa seria ekskluzywnych stołów do masażu i rehabilitacji wyróżnia się na tle konkurencji, nie tylko przez wyjątkowy design, ale także zastosowanie szeregu nowoczesnych technologii odpowiadających na potrzeby terapeuty i pacjenta.

Stół gymna.ONE T7

- siedmioczęściowy stół z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 50 - 100 cm za pomocą ramy I-CONTROL dostępnej z każdej strony,
- podgrzewane leżysko o podwójnej grubości z regulacją temperatury w zakresie 34-36-38°C, sekcja zagłówka z opuszczanymi boczками (-72 do 30°),
- część środkowa (0 do 20°) i podnózek (0 do 75°) regulowane za pomocą sprężyn gazowych,
- wycięcie na twarz z zatyczką ERGOMAX,
- system 4 unoszonych kółek transportowych EASYMOVE schowany pod osłoną ze sklejk bukowej pokrytej laminatem w jasnym kolorze z 4 antypoślizgowymi stopkami,
- możliwość przeprowadzenia trakcji szyjnej i lędźwiowej,
- możliwość zablokowania funkcji stołu.

Modele gymna.ONE T7

GYMNA.ONE T7 CARBON BLACK - wersja z tapicerką w kolorze Carbon i osłoną mechanizmu pokrytą czarnym satynowanym laminatem.

GYMNA.ONE T7 EMS - stół T7 z elektryczną regulacją części środkowej.

GYMNA.ONE T7 EMS CARBON BLACK - wersja stołu T7 EMS z tapicerką w kolorze Carbon i osłoną mechanizmu pokrytą czarnym satynowanym laminatem.

Cechy charakterystyczne stołów serii gymna.ONE:

Nowoczesny design stołów do masażu to doskonałe połączenie funkcjonalności, estetyki i wygody, które sprzyja relaksowi i komfortowi zarówno dla masażysty, jak i klienta.

Optymalnie ukształtowane pokrycia podstawy ukrywają wszystkie mechanizmy stołu, dzięki czemu stół gymna.ONE jest elegancki i łatwy w utrzymaniu w czystości

Zastosowanie wytrzymałych, naturalnych materiałów jak drewno i aluminium

Tapicerka dostępna w pięciu eleganckich wersjach kolorystycznych

Funkcja podgrzewania leżyska z unikalnym, trzystopniowym systemem doboru temperatury-sterowane za pomocą bezprzewodowego pilota

System Easymove wysuwa kółka jezdne stołu pozwalając na jego transport

Informacje:

Zakres regulacji kąta pochylenia zagłówka: -72 – +30°

Kąt regulacji sekcji środkowej: 0 – 20°

Kąt regulacji sekcji tylnej: 0 – 75°

Liczba sekcji: 7

Typ stołu: Regulowana wysokość

Zakres regulacji wysokości: 50 – 100 cm

Typ regulacji wysokości: Elektryczna

Funkcja pionizacji: Nie

Podgrzewane leże: Tak

Model:

Stoły do masażu i rehabilitacji gymna.ONE opcje:

Stół bez dodatków, Elektryczna regulacja części

środkowej, Ręcznie polerowana rama z

aluminium , Podparcie twarzy ERGOMAX-2

Gymna - Kolory: Ink Black, Ash Black, Midnight

Blue, Warm Taupe, Ruby Red, Caramel Latte,

Ivory White, Dark Chocolate