



MicroPerc - najcieńszy na rynku zestaw do zabiegów mikro PCNL

Opis produktu:

MicroPerc® to najcieńszy na rynku **zestaw do zabiegów mikro PCNL** o zewnętrznej średnicy optyki tylko **0,9 mm**. W połączeniu z **laserem holmowym** tworzy idealny zestaw do **małoinwazyjnej litotrypsji złogów w nerce**.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

MicroPerc - najcieńszy na rynku zestaw do zabiegów mikro PCNL

Kompletny zestaw PCNL można stosować z włóknami laserowymi lub sondami fali uderzeniowej. W przypadkach potrzeby stosowania płaszczy o większej średnicy dostępny jest wielorazowy płaszcz 10,5 Fr z metalowym poszerzadłem.

Zalety:

- Płaszcz roboczy o rozmiarze 4,8 Fr.
- Płaszcze robocze do litotrypsji pneumatycznej 8 Fr i 10,5 Fr
- Wysokiej rozdzielczości półsztywna szeroko kątowa 10.000 pikselowa optyka ze zintegrowanym światłowodem. Średnica zewnętrzna optyki to tylko 0,9 mm.
- Mniejsze ryzyko uszkodzenia optyki niż w przypadku endoskopów giętkich.
- Kontrola wzrokowa już na etapie wprowadzania igły.
- MicroPerc® jest kompatybilny ze wszystkimi standardowymi kamerami medycznymi dostępnymi na rynku.

Informacje:

Model: