

Narzędzia do pobierania ścięgien - stripper o konstrukcji zamkniętej

Opis produktu:

Pobierak Ścięgna (konstrukcja zamknięta).



Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Pobierak Ścięgna (konstrukcja zamknięta)

Stripper konstrukcji zamkniętej wyposażony jest w ergonomiczny uchwyt wykonany z materiału antypoślizgowego zapewniający pewne prowadzenie narzędzia i bezpieczne pobranie przeszczepu.

- Pierścien dystalny pobieraka ostry
- Konstrukcja strippera zamknięta

Informacje:

Model: