

Stacja robocza do preparacji ścięgien

Opis produktu:

Stolik do preparacji ścięgien – wysoka jakość wykonania, przystępna cena.

Multifunkcyjny dzięki dowolnej konfiguracji zaczepów pod różne rozwiązania implantologiczne (BTB, BT, RIWObutton, T-Lock, wszelkiego rodzaju EndoButtons, Guziki, itp.)



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Artroskopowa stacja (stolik) do preparacji ścięgien została zaprojektowana z myślą o jak najbardziej wydajnym wykorzystaniu podczas preparacji (przygotowywania) pobranych ścięgien do późniejszej transplantacji. Stolik można w dowolnie konfigurować dzięki zastosowaniu wielu różnych zaczepów, trzymadeł, haków wstępnego napięcia przeszczepu. Nowoczesny szablon transplantacyjny zapewnia bezpieczne, intuicyjne i szybkie sprawdzenie średnicy (grubości) przeszczepu.

Informacje:

Model:

