

Celownik piszczelowy do rekonstrukcji PCL



Opis produktu:

Celownik artroskopowy firmy Richard Wolf zostały zaprojektowany z dbałością o najmniejsze szczegóły system celowniczy służący do rekonstrukcji PCL zapewnia wyjątkową stabilność mechaniczną umożliwiając zawsze bardzo precyzyjne ustawienie wierconego kanału jednocześnie umożliwiając regulację kąta wejścia.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Celownik piszczelowy do rekonstrukcji więzadeł PCL:

- Celownik łyżkowy o atraumatycznym zakończeniu chroniącym struktury grzbietowe podczas prowadzenia drutu Kirschnera

Rekomendowane akcesorium

- Drut wypychający przeznaczony do wypychania nowego przeszczepu PCL przez kanał piszczelowy

Informacje:

Model: