

Kiurety kwadratowe

Opis produktu:



Specjalnie zaprojektowana kiurety przeznaczona do technik abrazji „chondroplastyki”, tkanki chrzęstnej, kostnej oraz złogów wapiennych. Posiadają antypoślizgową, ergonomiczną oraz wyprofilowaną rączkę. Część dystalna występuje w rozmiarze **4.5 mm** oraz **6.0 mm**.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Specjalnie zaprojektowana kiurety przeznaczona do technik abrazji „chondroplastyki”, tkanki chrzęstnej, kostnej oraz złogów wapiennych. Posiadają antypoślizgową, ergonomiczną oraz wyprofilowaną rączkę.

Dostępne wersje:

1. kwadratowa 4.5 mm (891632245):

- **Kiureta kwadratowa** - część dystalna zakrzywiona do góry, ostra z jednej strony, rozmiar **4.5 mm**, długość robocza **170 mm**. Uchwyt: ergonomiczny, gumowy, antypoślizgowy - zapewniający pewny chwyt instrumentu.

2. kwadratowa 6.0 mm (891632260):

- **Kiureta kwadratowa** - część dystalna zakrzywiona do góry, ostra z jednej strony, rozmiar **6.0 mm**, długość robocza **170 mm**. Uchwyt: ergonomiczny, gumowy, antypoślizgowy - zapewniający pewny chwyt instrumentu.

Dodatkowe akcesoria:

- koszt do sterylizacji i przechowywania narzędzi

Informacje:**Model:**

Kiurety: zakrzywione do góry 4.5 mm,
zakrzywione do góry 6.0 mm