



## Celownik artroskopowy do biodra „Coxartis”

### Opis produktu:

Celownik artroskopowy do artroskopii biodra firmy Richard Wolf zostały zaprojektowany z dbałością o najmniejsze szczegóły. System celowniczy służący do precyzyjnego wprowadzania i zmiany instrumentów zapewnia wyjątkową stabilność mechaniczną umożliwiając zawsze bardzo precyzyjne wprowadzanie i wymianę instrumentów artroskopowych.

### Zdjęcia produktu:

### Szczegółowy opis produktu:

**Celownik do artroskopii stawu biodrowego „Coxartis” zapewnia:**

- bardzo wysoką stabilność
- bardzo wysoką precyzję
- bezproblemową artroskopię także z otyłymi pacjentami
- współpraca z optykami o różnych kątach patrzenia
- współpraca z optykami o różnych długościach (175 mm, 180 mm, 255 mm)

### Informacje:

### Model: