

Narzędzia, implanty do rekonstrukcji stożka rotatorów

Opis produktu:

Narzędzia, implanty do rekonstrukcji stożka rotatorów.



Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

ENDOSPIKE® - instrument wykorzystywane do artroskopowego zszywania (bok do boku) stożka rotatorów oraz do przeciągania nici w trakcie mocowania stożka rotatorów do większej kości ramiennej, przy pomocy kotw.

Tytanowe kotwy do rekonstrukcji stożka rotatorów różnych wielkości (3 mm, 5 mm, 6,5 mm) - każda połączona z odpornym na rozdarcie szwem Super-Fiber® lub włóknem poliestrowym.

Płaszczki do trokarów - przezroczyste, sterylne płaszczki z podwójnym uszczelnieniem i zewnętrznym szwem dla lepszego mocowania w tkankach miękkich, wliczając w to kaniulowany obturator.

Wymienne trokary - Trokary wielokrotnego użytku do efektywnego umieszczania sterylnych płaszczy, przy użyciu wymiennego prętu o grubości 4mm lub bezpośrednio przez nacięcie wykonane nożem. Kodowanie kolorem pozwala na szybkie dopasowanie trokarów do odpowiednich rękawów.

Pręt naprowadzający i znakujący - posiadający średnicę 4 mm

Obcinak do szwów odpornych na rozdarcia.

Zestaw Punchy, Grasper oraz ręczne instrumenty takie jak dociskacz węzła, chwytak szwu, pilnik.

Informacje:

Model:

