


Artroskopowe instrumenty szewne

Opis produktu:

Solidnie wykonane szewne narzędzia artroskopowe Niemieckiego producenta firmy Richard Wolf oferowane przez firmę Meden-Inmed cieszą się wielkim uznaniem i popularnością wśród klientów którzy cenią wysoką jakość wykonania i przystępną cenę.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

1. EndoSpike instrument do artroskopowego szycia stożków rotatorów

EndoSpike narzędzie do artroskopowego szycia stożka rotatorów metodą „side-to-side” z wykorzystaniem kotw z nici do fiksacji stożka rotatorów.

2. Artroskopowy obcinak do nici poliestrowych odpornych na rozrywanie

Artroskopowy obcinak nici poliestrowych odpornych na rozrywanie z ergonomicznym uchwytem.

3. Artroskopowe chwytaki nici do wykorzystywane przy zabiegach „SLAP”

Artroskopowe chwytaki nici wykorzystywane przy zabiegach rekonstrukcji obrąbka stawu ramiennego „SLAP”

- Chwytnak nici artroskopowy traumatyczny prosty
- Chwytnak nici artroskopowy traumatyczny zakrzywiony ku górze 450
- Chwytnak nici artroskopowy atraumatyczny prosty

Informacje:

Model: