



Rotor neurologiczny Kinevia

Opis produktu:

Profesjonalny rotor neurologiczny do ćwiczeń biernych i czynnych firmy Kinetec. Dostępne dwa modele: Kinevia (kończyny dolne) i Kinevia Duo (kończyny górne i dolne).

[Sprawdź finansowanie na zakup urządzenia](#)

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Rotor neurologiczny Kinevia

Możliwość wykonywania sprawnego i poprawnego ruchu jest wyrazem niezależności każdego człowieka. Jeżeli jego mobilność jest ograniczona, to wzrasta w nim chęć jej poprawy i treningu. Aby móc to robić bezpiecznie i skutecznie, firma Kinetec stworzyła nowoczesne rotory Kinevia, dzięki którym pacjenci mają możliwość treningu tak na krześle jak i wózku inwalidzkim.

Rodzaje treningu:

- trening pasywny - delikatny i ostrożny trening pasywny pozwala na wykonanie mobilizacji dla mięśni i stawów (np. podczas fazy rozgrzewki). Pozwala to na ograniczenie spastyki lub jej bezpieczną eliminację;
- trening aktywny - w zależności od celu treningu mogą Państwo dostosować poziom oporu do własnych potrzeb i możliwości;
- trening delikatny - silnik wspiera ruch podczas treningu mobilizując w ten sposób najłabsze grupy mięśniowe
- trening symetryczny - program treningowy pozwala na ocenę symetrii pracy obu kończyn podczas treningu. W przypadku dysfunkcji jednej strony, deficyt może być skorygowany.

Cechy rotorów Kinevia:

- wysoka jakość wykonania - materiały najwyższej jakości o dużej wytrzymałości np. pedały wykonane z wysokogatunkowej stali, czy ekran pokryty anodyzowanym aluminium;
- estetyczny design - czysta linia i funkcjonalny design sprawiający, że rotory Kinevia idealnie uzupełniają i wkomponowują się w wystrój wnętrza;
- wysoki poziom adaptowalności do pacjenta - ćwiczenia i gotowe programy dostosowywane do potrzeb pacjenta poprzez wiele zróżnicowanych ustawień.

Standardowe wyposażenie rotora Kinevia:

- duży kolorowy wyświetlacz (panel dotykowy);
- analiza ostatnich przeprowadzonych treningów
- statystyki z treningu do analizy długoterminowej;
- liczne protokoły treningowe;
- bezpieczne zapięcia stóp z paskami rzepowymi;
- regulowane pedały w zakresie promienia ruchu (regulacja bez użycia narzędzi);
- regulacja wysokości (regulacja bez użycia narzędzi);
- stabilne ergonomiczne uchwyty;
- automatyczna kontrola spastyczności (Anti-Spastic Control);
- wbudowane programy do walki ze spastycznością;
- automatyczna zmiana kierunku ruchu (ustawiana indywidualnie);
- licznik pracy rotora;
- gumowane kółka transportowe;
- opcja terapii kończyn górnych i dolnych (Kinevia duo).

Terapia z wykorzystaniem rotorów Kinevia jest idealne dla pacjentów cierpiących na:

- stwardnienie rozsiane;
- udary;
- paraplegie, tetraplegie;
- chorobę Parkinsona;
- traumatologiczne urazy mózgu;
- uszkodzenia mięśni;

- problemy ortopedyczne.

Unikatowy panel sterujący:

- wykonany z niezwykłą jakością i starannością ekran pokryty folią przeciwdrobnociową z w dużym i wyraźnym menu - ekran o rozmiarze 7" zapewnia doskonałą widoczność i kolory oraz kontrast. Wykonanie obudowy z aluminium zapewnia ponadto wyjątkową wytrzymałość na uszkodzenia, gwarantując trwałość na lata;
- łatwość obsługi - łatwa nawigacja w menu dzięki dużym klawiszom i sygnalizacji akustycznej;
- zawsze widoczne i dostępne rezultaty treningu - wszystkie ważne wyniki treningu są widocznie na ekranie: dystans, symetria, spalone kalorie, poziomu zaangażowania mięśni. Ponadto moduł statystyczny pozwala na analizę dłuższych okresów treningu. Wszystkie dane i wyniki mogą być przesłane do komputera za pomocą złącza USB.

Akcesoria opcjonalne:

- komplet prowadnic dla nóg i łydek;
- komplet mocowań na stopy;
- komplet wkładek pediatrycznych;
- mocowania dla rąk (rozmiary: 2-mężczyźni, 1-kobiety, 0-dzieci);
- komplet prowadnic dla ramion.

Informacje:

Kategoria: Rotory rehabilitacyjne

Model:

Kinevia Model: Kinevia, Kinevia Duo
Kinevia Akcesoria: -, 4665009477 - kpl. prowadnic dla nóg i łydek, 4665010870 - kpl. mocowań na stopy, 4665040001 - kpl. wkładek pediatrycznych, 4665009956 - Mocowanie dla ręki rozmiar 2 - mężczyźni, 4665009964 - Mocowanie dla ręki rozmiar 1 - kobiety, 4665009972 - Mocowanie dla ręki rozmiar 0 - dzieci, 4665010119 - Komplet prowadnic dla ramion