

Elektrody do elektroterapii Gymna



Opis produktu:

Elektrody gumowe do elektroterapii Gymna doskonale przewodzą dzięki dużej zawartości grafitu. Do wyboru także elektroda punktowa z podkładką wiskozową.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Elektrody gumowe Gymna Uniphy:

Elektrody gumowe firmy Gymna Uniphy. Elektrody gumowe Gymna doskonale przewodzą dzięki dużej zawartości grafitu. Elektrody gumowe z taśmą mocującą i żelom przewodzącym stanowią doskonałą alternatywę dla elektrod samoprzylepnych, gdyż nadają się do mycia (wodą z mydłem) i mogą być wykorzystywane przez około 12 miesięcy.

UWAGA!!!

Obecnie wszystkie elektrody firmy **Gymna** posiadają wtyk **2 mm**.

Dostępne elektrody:

- elektroda 4x6 cm (340446) Kpl. 2 szt. elektrod gumowych do aparatów serii 400 oraz serii 200 z nowymi kablami lub adapterami
- elektroda 6x8 cm (340468) Kpl. 2 szt. elektrod gumowych do aparatów serii 400 oraz serii 200 z nowymi kablami lub adapterami
- elektroda 8x12 cm (340481) Kpl. 2 szt. elektrod gumowych do aparatów serii 400 oraz serii

200 z nowymi kablami lub adapterami

- elektroda punktowa z podkładką wiskozową 15 mm (114142) do aparatów Gymna.

Informacje:

Materiał: gumowe

Kategoria: Elektrody, kable i akcesoria do fizykoterapii

Przeznaczenie: elektroterapia

Rodzaj elektrody: wielokrotnego użytku

Sposób podłączenia: wtyk 2 mm

Model:

Elektrody gumowe: 4 x 6 cm (kpl 2 szt.) seria 200 i 400, 6 x 8 cm (kpl 2 szt.) seria 400 i 200, 8 x 12 cm (kpl 2 szt.) seria 400 i 200, Elektroda punktowa z podkładką wiskozową - dodatkowo potrzebny jest adapter do elektrod samoprzylepnych