

Parawan lekarski do gabinetu medycznego PDG-3

Opis produktu:

Parawan lekarski do gabinetu medycznego PDG-3



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Trójskrzydłowy parawan PDG-3 jest niezbędny do wyposażenia każdego gabinetu lekarskiego,

zabiegowego, kosmetycznego lub oddziału szpitalnego. Zastosowanie stalowego stelaża gwarantuje stabilność i trwałość. Płótno parawanu uszyte zostało z tkaniny typu MEDICAL (50% bawełna, 50% poliester) umożliwiającej łatwe utrzymanie w czystości. Dzięki 4 kółkom transportowym szybko i wygodnie można przestawić go w dowolne miejsce. Dodatkowe dwa hamulce zamontowane przy kółkach zabezpieczają przed przemieszczaniem.

Dane techniczne:

Typ	PDG-3
Szerokość po rozłożeniu:	2360 mm
Szerokość po złożeniu:	800 mm
Wysokość:	1790 mm
Rozstaw nóg:	800 mm
Masa:	10 kg

Informacje:

Kategoria: Parawany

Model:

Parawan PDG3 - Kolor: Biały, Błękitny, Żółty, Łososiowy, Jasnozielony, Morski, Szary, Beżowy