



Galaxy Mercury E-S2.F0, 2-sekcyjny stół do badań lekarskich i masażu

Opis produktu:

Galaxy Mercury E-S2.F0 to 2-sekcyjny stół do masażu, rehabilitacji i badań lekarskich, który wyróżnia się wyjątkową stabilnością dzięki stalowej ramie o krzyżakowej konstrukcji. Malowana proszkowo rama zapewnia nie tylko trwałość, ale również gwarantuje pełne bezpieczeństwo podczas użytkowania.

- **Przedłużony zagłówek 69 cm** – zapewnia wyjątkowy komfort pacjenta w pozycji półsiedzącej oraz ułatwia przeprowadzanie badań diagnostycznych.
- **Dwuwarstwowa tapicerka** – dostępna w **14 kolorach**, umożliwiającą dopasowanie do wystroju gabinetu.
- **System Hallotronic®** – innowacyjna elektryczna regulacja wysokości za pomocą intuicyjnej ramki wokół podstawy stołu.
- **Personal Authorization System** – zaawansowany system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień, wykorzystujący dwa magnetyczne klucze dostępu.

Zdjęcia produktu:





Szczegółowy opis produktu:

Galaxy E-S2.F0 - 2-sekcyjny stół do badań

Stół Galaxy E-S2.F0 został zaprojektowany z uwzględnieniem wymagań współczesnych placówek medycznych i centrów diagnostycznych. Dwusekcyjna konstrukcja z przedłużonym zagłówkiem (69 cm) umożliwia efektywne przeprowadzanie szerokiego zakresu badań obrazowych, neurologicznych oraz specjalistycznych procedur diagnostycznych. System Hallotronic® zapewnia precyzyjną regulację wysokości, co ma znaczenie szczególnie podczas długotrwałych procedur medycznych.

Galaxy E-S2.F0 skutecznie wspiera codzienną praktykę w szpitalach, przychodniach specjalistycznych i gabinetach lekarskich. Konstrukcja stołu uwzględnia standardy ergonomii i bezpieczeństwa pracy personelu medycznego, redukując obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego podczas wykonywania procedur medycznych. System Personal Authorization zabezpiecza przed przypadkową zmianą ustawień, co ma istotne znaczenie w jednostkach o dużym przepływie pacjentów i rotacji personelu. Stół umożliwia sprawne przeprowadzanie rutynowych badań profilaktycznych, konsultacji specjalistycznych oraz zabiegów rehabilitacyjnych, wspierając efektywność procedur medycznych i komfort pacjentów wymagających diagnostyki.

Cechy charakterystyczne

- 2-sekcyjny stół do masażu, rehabilitacji i badań diagnostycznych,
- regulacja zagłówka przy pomocy 2 sprężyn gazowych (0° - 85°),
- zagłówek z wyprofilowanym otworem na twarz wraz z zaślepką,
- 2-warstwowa tapicerka dostępna w wielu wersjach kolorystycznych,
- łącznik z tapicerki maskujący przerwy między sekcjami,
- śruby mocujące leżysko wkręcane w metalowe wzmocnienia znajdujące się w desce tapicerki,
- stabilna stalowa rama o konstrukcji krzyżakowej malowana proszkowo,
- otwory na bananki,

Hallotronic® - system elektrycznej regulacji wysokości za pomocą ramki wokół podstawy stołu, który dzięki wyeliminowaniu przełączników mechanicznych i stykowych obniża hałas przy regulacji wysokości,

Personal Authorization System - zintegrowany z podstawą stołu system zabezpieczający przed

niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony w 2 stożkowe, magnetyczne klucze dostępu. System służy zwiększeniu bezpieczeństwa nawet po odłączeniu sterowania zdalnego w postaci pilota bądź pedału nożnego,

zintegrowany sterownik elektroniczny z możliwością obsługi do 2 siłowników, umiejscowiony w podstawie stołu,

gumowe stopki z regulacją wysokości do 1 cm umożliwiające wypoziomowanie stołu,

relingi do zamocowania pasów.

Typ ramy dolnej - F0

Rama F0 posiada 2 gumowe stopki i 2 małe kółka, ułatwiające transport stołu. System jest rekomendowany dla osób, które rzadko przestawiają stół.

Tapicerka w serii Galaxy - połączenie funkcjonalności i trwałości

Wybór odpowiedniego koloru tapicerki pozwala idealnie dopasować stół do badań Galaxy E-S2.F0 do wystroju Twojego gabinetu. Tapicerka Lux łączy najwyższą jakość wykonania z praktycznymi właściwościami.

Kolory tapicerki LUX

Specyfikacja techniczna:

Powierzchnia: 100% Poliuretan

Podkład: 100% Poliester

Odporność na hydrolizę

Nie zawiera rozpuszczalników chemicznych

Wysoka odporność na zadrapania

Przyjazne dla środowiska

Wytrzymałość i wydajność

OM006 - White

OM240 - Beige

OM315 - Sky

OM221 - Blue

OM314 - Cement

OM076 - Olive Grey

OM173 - Dark Brown

OM225 - Black

OM469 - Lima

OM157 - Forest

OM053 - Red

OM217 - Bordeaux

OM095 - Mostaza

OM075 - Orange

Systemy bezpieczeństwa dostępne w stole Galaxy E-S2.F0

Personal Authorization System

Zintegrowany z podstawą stołu system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu, wyposażony w 2 stożkowe, magnetyczne klucze dostępu.

Hallotronic®

Stół wyposażony w technologię Hallotronic®, która dzięki wyeliminowaniu przełączników mechanicznych i stykowych znacząco podnosi niezawodność i bezpieczeństwo pracy oraz obniża hałas przy regulacji wysokości.

STÓŁ? REHABILITACYJNY

Galaxy Mercury E-S2.F0 znajduje szerokie zastosowanie w

Placówkach medycznych

Stół Galaxy Mercury E-S2 to nowoczesne rozwiązanie dedykowane szpitalom, klinikom zdrowia oraz innym placówkom medycznym. Jego wszechstronność sprawia, że doskonale sprawdza się zarówno podczas badań diagnostycznych, jak i zabiegów terapeutycznych. Wydłużony zagłówek o długości aż 69 cm zapewnia optymalną stabilizację głowy i szyi podczas długotrwałych procedur medycznych.

Dwuwarstwowa, atestowana tapicerka jest odporna na zadrapania i hydrolizę, co umożliwia łatwą dezynfekcję zgodnie z wymogami sanitarnymi placówek medycznych.

Akcesoria opcjonalne

Kliny Wałki Wieszak typ 7 Klin Kaltenborna (duży) Klin Kaltenborna (mały) Mata ochronna na stół Podkład higieniczny Prześcieradło

Kąt regulacji zagłówka

Wymiary każdej sekcji stołu

Kształt stołu GalaxyE-S2.F0

Informacje:

Szerokość: 64 cm

Długość: 211 cm

Model:

Kolory tapicerki Omega: OM006 White, OM240 Beige, OM315 Sky, OM221 Blue, OM314 Cement,

Masa: 115 kg

Zakres regulacji kąta pochylenia zagłówka: 0 - +85°

Linia: Galaxy

Liczba sekcji: 2

Typ stołu: Regulowana wysokość

Zakres regulacji wysokości: 50 - 101 cm

Typ regulacji wysokości: Elektryczna

Maksymalne obciążenie: 200 kg

Funkcja pionizacji: Nie

Podgrzewane leże: Tak

PAS: Tak

Hallotronic: Tak

Smart4Arms: Nie

Grubość tapicerki: 40 mm

Grubość tapicerki: 50 mm (opcja)

OM076 Olive Grey, OM173 Dark Brown, OM225 Black, OM469 Lima, OM157 Forest, OM053 Red, OM217 Bordeaux, OM095 Mostaza, OM075

Orange

Szerokość leżyska dla stołów Meden-Inmed: 64 cm, 80 cm

Grubość tapicerki stołów Meden-Inmed: 40 mm, 50 mm

Podgrzewane leżysko dla stołów Meden-Inmed: Nie, Tak