

## WAVE MOTION - stół do masażu

### Opis produktu:

Innowacyjny stół do technik manualnych. Stół do masażu Wave Motion umożliwia pracę w przestrzeni trójwymiarowej



### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

## WAVE MOTION - stół do masażu

Unikalna terapia **Wave MOTION** zapewnia pacjentom uczucie odciążenia oraz umożliwia pracę manualną w przestrzeni trójwymiarowej. **Wave MOTION** to zaawansowana metoda manualna, która pozytywnie oddziałuje na:

- Sprawność mięśniową oraz wzorzec oddechowy
- Układ limfatyczny i krwionośny
- Propriocepcję
- Funkcje równowagi
- Wrażliwość na ból
- Stawy i kręgosłup
- Nastrój i uczucie relaksu

## Terapia WAVE MOTION

Ciężko wyobrazić sobie inny zabieg, który prowadziłyby do tak głębokiej relaksacji dającej uczucie podobne do hydroterapii. **Terapia Wave MOTION** narodziła się po latach pracy z terapeutami manualnymi i osteopatami. Błat stołu może być obracany o **360 stopni** oraz **pochylany w obu osiach**.

*"Matthias Kühl wyznaczył nowy trend w projektowaniu stołów do rehabilitacji, prezentując opinii publicznej model Wave MOTION. Praca z tym stołem pozwala na zastosowanie wielu technik osteopatycznych praktycznie bez wysiłku ze strony terapeuty, z zachowaniem wysokiej skuteczności zabiegu!/"*

Thorsten Liem

Niemiecka Akademia Medycyny Osteopatycznej

## Dostępne modele:

- 1-sekcyjny
- 2-sekcyjny z regulowanym zagłówkiem
- 4-sekcyjny z regulowanym zagłówkiem z regulowanymi podłokietnikami

## Opcje:

- podgrzewane leżysko

## Dane techniczne:

Parametry stołu		Wave MOTION ELLIPSE		
		S1	S2	S4
Długość leża [cm]	sekcji przedniej	-	40	40
	sekcji tylnej	-	159	159
	całkowita		202	
Regulacja kąta u niesienia: opadania [°]	sekcji przedniej	-	tak	tak
	Regulacja	minimum		tak

<b>wysokości [cm]</b>	<b>maksimum</b>	tak
<b>Szerokość leża [cm]</b>		75
<b>Obciążenie stołu [kg]</b>		≤150
<b>Masa stołu [kg]</b>		145
<b>Zasilanie elektryczne</b>		230 V~ 50/60 Hz

### Informacje:

Ilość sekcji: 2

Ilość sekcji: 4

Ilość sekcji: 1

Regulacja wysokości: elektryczna - pedał nożny

Funkcja Pivot: Nie

System jezdny: 2 kółka i 2 stopki

Rodzaje stołów: SPA & Wellness

### Model:

Kolor tapicerki: OM006 - Biały, OM240 - Beżowy, OM315 - Niebieski, OM221 - Granatowy, OM314 - Szary, OM076 - Grafitowy, OM173 - Brązowy, OM225 - Czarny, OM469 - Jasnozielony, OM157 - Zielony, OM053 - Czerwony, OM217 - Bordowy  
WaveMotion wersja: S1 - jednosekcyjny, S2 - dwusekcyjny, regulowany zagłówek, S4 - czterosekcyjny, regulowany zagłówek, podłokietniki

Wave Motion - Podgrzewane leżysko: nie, tak