


Drewniany stół do masażu i rehabilitacji Ambra Motion

Opis produktu:

Stół wykonany z bejcowanego drewna z regulacją wysokości za pomocą sterowanych elektrycznie siłowników hydraulicznych schowanych w ramie, z poliuretanową tapicerką odporną na działanie olejków i półką na akcesoria pod leżyskiem.

Używany i polecany przez profesjonalistów.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Drewniany stół do masażu i rehabilitacji Ambra Motion

Dzięki niepowtarzalnej konstrukcji **stoły Ambra Motion** umożliwiają **elektryczną regulację wysokości** poprzez schowany w ramie hydrauliczny mechanizm regulacji. Najwyższej jakości drewno w połączeniu z wysokiej jakości elementami wykończenia nadają tej linii stołów bardzo ekskluzywny charakter, odpowiedni dla luksusowych ośrodków Medical SPA & Wellness.

Cechy charakterystyczne:

- drewniany stół do zabiegów Medical SPA & Wellness,
- wykonanie z wysokiej jakości bejcowanego drewna,
- elektryczny system regulacji wysokości poprzez system 4 siłowników hydraulicznych sterowanych pilotem nożnym (regulacja 71-100 cm),
- półka na materiały zabiegowe pod leżyskiem,
- poliuretanowa tapicerka odporna na działanie olejków do Ajurvedy.

Dostępne modele:

- 1-sekcyjny z tapicerką o grubości 70 mm,
- 1-sekcyjny z tapicerką o grubości 30 mm z rantem umożliwiającym spływanie olejków,
- 2-sekcyjny z regulowanym zagłówkiem z tapicerką o grubości 70 mm,
- 2-sekcyjny z regulowanym zagłówkiem z tapicerką o grubości 30 mm z rantem umożliwiającym spływanie olejków,
- 4-sekcyjny z regulowanym zagłówkiem z regulowanymi podłokietnikami z tapicerką o grubości 70 mm
- 4-sekcyjny z 4 częściowym leżyskiem z tapicerką o grubości 70 mm.

Opcje:

- podgrzewane leżysko,
- gniazdko zasilające w półce na materiały zabiegowe pod leżyskiem,

Informacje:

Szerokość: 70 cm
Długość: 202 cm
Zakres regulacji kąta pochylenia zagłówka:
Zależne od modelu
Kąt regulacji sekcji środkowej: Zależne od modelu
Kąt regulacji sekcji tylnej: Zależne od modelu
Liczba sekcji: 2
Liczba sekcji: 1
Liczba sekcji: 4
Typ stołu: Regulowana wysokość
Zakres regulacji wysokości: 64 – 89 cm
Typ regulacji wysokości: Elektryczna
Funkcja pionizacji: Nie
Podgrzewane leże: Tak
Grubość tapicerki: 70 mm
Grubość tapicerki: 30 mm

Model:

Clap Tzu tapicerka: czarny, Blanc, Cobalt, Ivory, Sun, Wenge, Wine
WaveMotion opcje: -- brak --, Podgrzewanie leżyska do stołu AMBRA MOTION, Dodatkowy pedał regulacji wysokości do stołu AMBRA MOTION
Ilość sekcji AMBRA MOTION: Leżysko jednosekcyjne, Leżysko jednosekcyjne typu Ayurveda, Leżysko dwusekcyjne z zagłówkiem, Leżysko dwusekcyjne typu Ayurveda, Leżysko czterosekcyjne z zagłówkiem i podłokietnikami