

## MOTomed MUVI urządzenie do rehabilitacji neurologicznej

### Opis produktu:

Urządzenie do rehabilitacji ruchowej, treningu pasywnego i aktywnego wspomagającego nóg i rąk z możliwością wyboru treningu równoczesnego KD i KG, dotykowy wyświetlacz, 14 programów terapeutycznych, funkcja treningu dla pacjentów z silną spastycznością, biofeedback, kontrola treningu, para przewodnic na podudzia.



### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

Przy terapii ruchowej urządzeniem **MOTomed MUVI** pacjent sam podejmuje decyzję czy chce przeprowadzać terapię z pomocą wspomagania ruchów silnikiem czy bez. Innowacyjna koncepcja jednoczesnej terapii ruchowej całego ciała jest koncepcją przyszłościową która powoduje, że **MOTomed MUVI** jest urządzeniem jedynym w swoim rodzaju.

Inteligentne, cyfrowe sterowanie ruchami powoduje, że reakcje urządzenia dopasowują się indywidualnie do każdego pacjenta. Estetyczny design i poprawiony koncept higieny nie pozostawiają niczego do życzenia jeśli chodzi o jakość, wygodę w użyciu i ergonomię. Jak więc widzimy, szerokie spektrum możliwości i ich zastosowanie w **MOTomed MUVI** jest idealnym

rozwiązaniem dla nowoczesnych ludzi, którzy chcą pozostać i pozostają w ruchu.

*Nasz organizm jest naszym największym kapitałem.*

**Prof. Peter Winnermann**

*Utrzymanie go w kondycji i sprawności jest głównym warunkiem swobody i wolności.*

**Prof. Peter Wippermann**

### **Jednoczesny ruch ramion i nóg**

Urządzenie MOTomed MUVI jest tak wyjątkowo skonstruowane, że pozwala na ćwiczenie dolnych i górnych części ciała jednocześnie, co umożliwia uzyskanie porządanego efektu terapii przy minimalnym nakładzie sił i czasu.

### **Łatwość obsługi**

Poprzez nieskomplikowaną obsługę urządzenia również osoby niepełnosprawne mogą sobie z nim poradzić w bardzo prosty sposób. 12 calowy barwny ekran dotykowy umożliwia prostą obsługę urządzenia. Możliwość ustawiania pochylecia ekranu sterującego wpływa dodatkowo na łatwość sterowania nim w porządkany sposób. Istnieje również możliwość wczytywania uaktualnionych informacji programu z pendrive'a.

### **Indywidualna możliwość ustawiania**

Urządzenie MOTomed MUVI można dowolnie dopasowywać zarówno wertykalnie jak i horyzontalnie. Regulowana podstawa ułatwia ustawienie urządzenia dla potrzeb indywidualnego użytkownika.

### **Wysoka jakość**

Technologia firmy RECK wykorzystana w urządzeniu MOTomed MUVI jest przykładem współczesnego i przyszłościowego konceptu inwestycji, a zarazem reakcją zgodną z wymogami nowoczesnych klinik. Wszystkie użyte w urządzeniu materiały można w prosty sposób utrzymywać w czystości i dezynfekować. Metalowa konstrukcja zapewnia stabilność i trwałość.

### **Cele terapii:**

Nowe MOTomed zostało skonstruowane i przygotowane dla ludzi z ograniczonymi możliwościami ruchu. Terapia ruchowa może pomóc przy leczeniu wielu różnorodnych chorób.

- pobudzanie ruchu,
- wzmacnianie psychiki i dobrego samopoczucia,
- aktywowanie niewykorzystanych sił mięśni,
- redukcja spastyczności,
- zmniejszanie skutków braku aktywności fizycznej,
- przeciwdziałanie zmęczeniu,
- pobudzanie układu krążenia wieńcowego.

### **Innowacja + Inteligencja**

- **Przystosowalność:** Szybka zmiana manewru ruchowego, szeroka gama indywidualnego osprzętu.
- **Wydajność:** Rozszerzona terapia przy tym samym nakładzie czasu.
- **Jednoczesny trening:** Wspomagane silnikiem równoczesne ćwiczenie ramion i nóg.
- **Duży ekran dotykowy:** Jasny, wyraźny ekran łatwy do odczytania, filmy motywujące, indywidualny układ przycisków sterowania.
- **Jakość:** Stabilny, metalowy korpus, wysokiej jakości komponenty napędowe.
- **Indywidualne ustawienia:** Ustawienie wysokości, regulacja pozioma, odchylana jednostka sterująca, regulowana podstawa.

Urządzenia do terapii chodu z rodziny MOTOmed umożliwiają pacjentowi podjęcie decyzji co do stopnia samodzielności wykonywanych ćwiczeń. Innowacyjna koncepcja jednoczesnego treningu całego ciała czyni MOTOmed muvi jedynym tego typu urządzeniem na rynku.

#### Wyposażenie opcjonalne:

| Nr kat. | Opis artykułu                                                               |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 303.000 | Prowadnice na podudzia pokryte specjalnym materiałem do dezynfekcji (para). |

#### Rotory neurologiczne w terapii Choroby Parkinsona:

#### Informacje:

#### Model:

MOTOMED - 562.000 - Elastyczne opaski do mocowania rąk (para): Nie, Tak  
 MOTOmed - 303.000 - Prowadnice na podudzia: Nie, Tak  
 MOTOmed - 265.004 - Szybkie wpięcie stóp "QuickFix" (para): Nie, Tak