

Zestaw perfuzyjny, 3 -kanałowy.

Opis produktu:

Zestaw perfuzyjny, 3 -kanałowy.



Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Zestaw do perfuzji w urodynamice z wentylowaną komorą kroplówki, drenem do pompy oraz trzykanałowym drenem do ciśnieniowej perfuzji w profilometrii.

ilość w opakowaniu zbiorczym:

5szt.

materiał:

nie zawiera lateksu, sterylne

długość:

150cm.

Informacje:

Model:

Ilość urodynamika sztuki : 1 sztuka, 5 sztuk
(opakowanie zbiorcze)