


Dwukanałowy cewnik do cystometrii 9 Fr,
długość 47 cm

Opis produktu:

Dwukanałowy cewnik do cystometrii, DLC 9D



Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Dwukanałowe cewniki pozwalają na szybkie opróżnianie oraz wypełnianie bez wpływu na pomiar ciśnienia. Wyposażony w złącze typu Luer, kompatybilny z większością systemów urodynamicznych.

Ilość w opakowaniu zbiorczym:

10szt.

Materiał:

Nie zawiera lateksu, sterylne

Długość:

47cm.

Średnica:

9Fr

Końcówka:

Prosta

Informacje:

Model:

Ilość urodynamika sztuki : 1 sztuka, 10 sztuk
(opakowanie zbiorcze)