

## Pediatriczny dwukanałowy cewnik do cystometrii 6 Fr, długość 26 cm

### Opis produktu:

**Pediatriczny** dwukanałowy cewnik do cystometrii, DLC-6P.



### Zdjęcia produktu:

### Szczegółowy opis produktu:

Służy do wypełniania oraz pomiaru wewnątrz pęcherza w trakcie cystometrii oraz badania ciśnienia przepływu moczu. Dwukanałowa budowa pozwala na szybkie opróżnianie oraz wypełnianie bez wpływu na pomiar ciśnienia.

### ilość w opakowaniu zbiorczym:

10szt.

### materiał:

Poliizopren, Nie zawiera lateksu, sterylne

### długość:

26cm.

### średnica:

6Fr

### końcówka:

Balon

**Informacje:**

**Model:**

Ilość urodynamika sztuki : 1 sztuka, 10 sztuk  
(opakowanie zbiorcze)