



Dwukanałowy cewnik do cystometrii, z końcówką typu kolankowego, 6 Fr , długość 47 cm

Opis produktu:

Dwukanałowy cewnik do cystometrii, z końcówką typu kolankowego, CDLC 6D.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Dwukanałowy cewnik do cystometrii, z końcówką typu kolankowego. Polecany jest w przypadkach, gdy wprowadzenie prostego cewnika do pęcherza jest utrudnione.

ilość w opakowaniu zbiorczym:

10szt.

materiał:

Nie zawiera lateksu, sterylne

długość:

47cm.

średnica:

6Fr

kończówka:

Coudé

Informacje:

Model:

Ilość urodynamika sztuki : 1 sztuka, 10 sztuk
(opakowanie zbiorcze)