


Dwukanałowy cewnik do cystometrii, z końcówką typu kolankowego, 7 Fr , długość 47 cm

**Opis produktu:**

Dwukanałowy cewnik do cystometrii, z końcówką typu kolankowego, CDLC 7D.



**Zdjęcia produktu:**

**Szczegółowy opis produktu:**

Dwukanałowy cewnik do cystometrii, z końcówką typu kolankowego. Polecany jest w przypadkach, gdy wprowadzenie prostego cewnika do pęcherza jest utrudnione.

**ilość w opakowaniu zbiorczym:**

10szt.

**materiał:**

Nie zawiera lateksu, sterylne

**długość:**

47cm.

**średnica:**

7Fr

**kończówka:**

Coudé

**Informacje:**

**Model:**

Ilość urodynamika sztuki : 1 sztuka, 10 sztuk  
(opakowanie zbiorcze)