

Dwukanałowy cewnik do cystometrii i profilometrii, 7 Fr, długość 47 cm

Opis produktu:

Dwukanałowy cewnik do cystometrii i profilometrii, DLUPP 7D.



Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Dwa przeciwległe precyzyjne otwory 0,6 mm umieszczone na płaszczyźnie przesuwu poprawiają dokładność oraz powtarzalność pomiaru profilu ciśnienia w cewce moczowej. Wyposażony w złącze typu Luer, kompatybilny z większością systemów urodynamicznych.

Ilość w opakowaniu zbiorczym:

10szt.

Materiał:

Nie zawiera lateksu, sterylne

Długość:

47cm.

Średnica:

7Fr

Końcówka:

Prosta

Informacje:

Model:

Ilość urodynamika sztuki : 1 sztuka, 10 sztuk
(opakowanie zbiorcze)