


Dwukanałowy cewnik do cystometrii i profilometrii, 6 Fr, długość 40 cm

Opis produktu:

Dwukanałowy cewnik do cystometrii i profilometrii.



Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Cewnik posiada dwa umieszczone pod kątem okna pomiarowe do pomiaru ciśnienia wewnątrz cewki moczowej. Może być wykorzystany do wypełniania pęcherza.

ilość w opakowaniu zbiorczym:

10szt.

materiał:

Nie zawiera lateksu, sterylne

długość:

40cm.

średnica:

6Fr

końcówka:

Prosta

Informacje:

Model:

Ilość urodynamika sztuki : 1 sztuka, 10 sztuk
(opakowanie zbiorcze)