

Trzykanałowy cewnik do cystometrii i profilometrii, 9 Fr, długość 40 cm

Opis produktu:

Trzykanałowy cewnik do cystometrii i profilometrii.



Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Najprostsza i najszybsza opcja ponieważ przygotowanie i umieszczenie cewnika wykonywane jest tylko jeden raz – cewnik umożliwia zarówno wykonanie cystometrii jak i pomiar profilu ciśnienia w cewce moczowej.

ilość w opakowaniu zbiorczym:

10szt.

materiał:

Nie zawiera lateksu, sterylne

długość:

40cm.

średnica:

9Fr

końcówka:

Prosta

Informacje:

Model:

Ilość urodynamika sztuki : 1 sztuka, 10 sztuk
(opakowanie zbiorcze)