



Trzykanałowy cewnik do profilometrii, z końcówką typu kolankowego, 10Fr, długość 40 cm

Opis produktu:

Trzykanałowy cewnik do profilometrii, z końcówką typu kolankowego.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Trzy niezależne kanały służą do wypełniania i pomiaru ciśnienia w pęcherzu oraz w cewce moczowej. Kończówka typu 'Coudé' umożliwia łatwiejsze przejście w przypadku występowania zwężenia cewki moczowej. Wyposażony w złącze typu Luer, kompatybilny z większością systemów urodynamicznych.

Ilość w opakowaniu zbiorczym:

10szt.

materiał:

Nie zawiera lateksu, sterylne

długość:

40cm.

średnica:

10Fr

kończówka:

Coudé

Informacje:

Model:

Ilość urodynamika sztuki : 1 sztuka, 10 sztuk
(opakowanie zbiorcze)