

Trzykanałowy cewnik do profilometrii,
10Fr, długość 40 cm



Opis produktu:

Trzykanałowy cewnik do profilometrii.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Cewnik do pomiaru dwóch ciśnień profilometrii z kanałem perfuzyjnym i pierścieniem.

ilość w opakowaniu zbiorczym:

10szt.

materiał:

Nie zawiera lateksu, sterylne

długość:

40cm.

średnica:

10Fr

końcówka:

Prosta

Informacje:

Model:

Ilość urodynamika sztuki : 1 sztuka, 10 sztuk
(opakowanie zbiorcze)