



Cewnik jednokanałowy do pomiaru ciśnienia pęcherzowego

Opis produktu:

Cewnik jednokanałowy do pomiaru ciśnienia pęcherzowego.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Cewnik jednokanałowy do pomiaru ciśnienia pęcherzowego.

ilość w opakowaniu zbiorczym:

25szt.

materiał:

Nie zawiera lateksu, sterylne

długość:

260cm.

średnica:

4,5Fr

końcówka:

Prosta

Informacje:

Model:

Ilość urodynamika sztuki : 1 sztuka, 25 sztuk
(opakowanie zbiorcze)