



Jednokanałowy cewnik do pomiaru ciśnienia rektalnego lub infuzji, 8 Fr, długość 40 cm

Opis produktu:

Jednokanałowy cewnik do pomiaru ciśnienia rektalnego lub infuzji.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Jednokanałowy cewnik do pomiaru ciśnienia rektalnego lub infuzji.

ilość w opakowaniu zbiorczym:

10szt.

materiał:

Nie zawiera lateksu, sterylne

długość:

40cm.

średnica:

8Fr

końcówka:

Prosta

Informacje:

Model:

Ilość urodynamika sztuki : 1 sztuka, 10 sztuk
(opakowanie zbiorcze)