



Jednokanałowy cewnik do wypełniania pęcherza, 10 Fr, długość 40 cm

Opis produktu:

Jednokanałowy cewnik do wypełniania pęcherza.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Jednokanałowy cewnik do wypełniania pęcherza

ilość w opakowaniu zbiorczym:

10szt.

materiał:

Nie zawiera lateksu, sterylne

długość:

40cm.

średnica:

10Fr

końcówka:

Prosta

Informacje:

Model:

Ilość urodynamika sztuki : 1 sztuka, 10 sztuk
(opakowanie zbiorcze)