



Dwukanałowy cewnik do cystomertii z wbudowaną linią pomocniczą, 6 Fr, długość 260cm (70 cm/190 cm)

Opis produktu:

Dwukanałowy cewnik do cystomertii z wbudowaną linią pomocniczą.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Dwukanałowy cewnik do cystomertii z wbudowaną linią pomocniczą.

ilość w opakowaniu zbiorczym:

10szt.

materiał:

Nie zawiera lateksu, sterylne

długość:

260cm (70 cm / 190 cm)

średnica:

6Fr

końcówka:

Prosta

Informacje:

Model:

Ilość urodynamika sztuki : 1 sztuka, 10 sztuk
(opakowanie zbiorcze)