



Dwukanałowy cewnik do cystometrii z końcówką typu Pigtail, 6 Fr, długość 40 cm

### Opis produktu:

wukanałowy cewnik do cystometrii z końcówką typu Pigtail.

### Zdjęcia produktu:

### Szczegółowy opis produktu:

Oznaczenia umieszczane są co 1 cm, ułatwiając pozycjonowanie cewnika. Kolorowe złącza typu Luer upraszczają podłączenie cewnika do systemu urodynamicznego.

### ilość w opakowaniu zbiorczym:

10szt.

### materiał:

Nie zawiera lateksu, sterylne

### długość:

40cm.

### średnica:

6Fr

### końcówka:

Pigtail

**Informacje:**

**Model:**

Ilość urodynamika sztuki : 1 sztuka, 10 sztuk  
(opakowanie zbiorcze)