

Radiologiczny dwukanałowy cewnik do cystometrii, 8 Fr, długość 40 cm



Opis produktu:

Radiologiczny dwukanałowy cewnik do cystometrii.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Oznaczenia umieszczane są co 1 cm, ułatwiając pozycjonowanie cewnika. Kolorowe złącza typu Luer upraszczają podłączenie cewnika do systemu urodynamicznego.

ilość w opakowaniu zbiorczym:

10szt.

materiał:

Nie zawiera lateksu, sterylne

długość:

40cm.

średnica:

8Fr

Informacje:

Model:

Ilość urodynamiczna sztuki : 1 sztuka, 10 sztuk (opakowanie zbiorcze)