

Cewnik T-DOC, rektalny, dł. 50 cm, 7F

Opis produktu:

Cewnik T-DOC, CAT 875.

Produkt chwilowo niedostępny.



Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Umieszczany rektalnie lub dopochwowo w celu pomiaru ciśnienia w jamie brzusznej. Miękka końcówka chroni tkankę jelitową i/lub wewnątrzpochwową. Niewielki rozmiar balona zapewnia znakomitą rejestrację ciśnienia przy jednoczesnym ograniczeniu dyskomfortu pacjenta. Produkt jest idealny zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci.

Ilość w opakowaniu zbiorczym:

10szt.

Materiał:

nie zawiera lateksu

Długość:

50cm.

Średnica:

7F

Cięśnienie:

Brzuszne Padb

Informacje:

Model:

Ilość urodynamika sztuki : 1 sztuka, 10 sztuk
(opakowanie zbiorcze)