

Cewnik T-DOC, pęcherzowy, pojedynczy,
dł. 50cm , 7F



Opis produktu:

Cewnik T-DOC, CAT 895.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Cewnik ogólnego zastosowania, do pomiaru ciśnienia wewnątrz pęcherza zarówno u dorosłych pacjentów jak i u dzieci. Posiada osobny kanał do wypełniania pęcherza.

ilość w opakowaniu zbiorczym:

10szt.

materiał:

nie zawiera lateksu

długość:

50cm.

średnica:

7F

ciśnienie:

Pęcherzowe Pves

Informacje:

Model:

Ilość urodynamika sztuki : 1 sztuka, 10 sztuk
(opakowanie zbiorcze)