

Cewnik T-DOC, pęcherzowy, podwójny,  
odległość 60mm, dł. 50 cm, 7F

### Opis produktu:

Cewnik T-DOC, CAT 880.



### Zdjęcia produktu:

### Szczegółowy opis produktu:

Służy do jednoczesnej rejestracji ciśnienia w pęcherzu jak i cewce moczowej. Cewnik posiada dwa czujniki umieszczone w odległości 6cm od siebie.

### ilość w opakowaniu zbiorczym:

10szt.

### materiał:

nie zawiera lateksu

### długość:

50cm.

### średnica:

7F

### ciśnienie:

Pęcherzowe Pves, oraz cewki moczowej Pura

**Informacje:**

**Model:**

Ilość urodynamika sztuki : 1 sztuka, 10 sztuk  
(opakowanie zbiorcze)