

Cewnik T-DOC, pęcherzowy, pojedynczy, 7F, z końcówką typu kolankowego



Opis produktu:

Cewnik T-DOC, CAT 878.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Wykorzystywany przy zwężeniach cewki moczowej. Specjalna końcówka 'Coudé' pomaga w manewrowaniu w trudnych miejscach. Cewnik jest szczególnie przydatny w przypadku pacjentów z łagodnym rozrostem stercza.

ilość w opakowaniu zbiorczym:

10szt.

materiał:

nie zawiera lateksu

średnica:

7F

ciśnienie:

Pęcherzowe Pves

Informacje:

Model:

Ilość urodynamika sztuki : 1 sztuka, 10 sztuk (opakowanie zbiorcze)

